



## Baby Incubator B1003

KEMENKES RI AKD 20902810390

[www.enesers.com](http://www.enesers.com)



Management  
System  
ISO 13485:2016

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0200079889



# Baby Incubator B1003

## Spesifikasi Teknis

Dimensi Mesin	
Ukuran	1130mm x 680mm x 1600mm (±5%)
Berat	± 93 Kg
Layar	
Layar	Layar sentuh 12.1-inch dilengkapi dengan kecerahan warna yang tinggi
Resolusi	800x600
Baterai	
Spesifikasi Baterai	4400 mAh 14.8V (Baterai lithium ion yang dapat diisi ulang)
Kondisi Lingkungan Lingkungan Operasi	
Suhu	20°C - 30°C
Kelembaban	Kelembaban Relatif: 10% to 95% (Tidak Kondensasi)
Lingkungan Penyimpanan	
Suhu	-20° to 55°C
Kelembaban	10%-95% Kelembaban Relatif (Tidak Kondensasi)
Sumber Daya Listrik	
Tenaga Masuk	220-240 V
Frekuensi Masuk	50/60 Hz
Kinerja	
Pengatur Suhu Mode Bayi	35°C sampai 37.5°C kenaikan 0.1°C
Pengatur Suhu Mode Udara	25°C sampai 39°C kenaikan 0.1°C
Akurasi Kontrol Suhu	±0.3°C
Kelembaban (%)	30%-95% kenaikan 1%
Akurasi Kontrol Kelembaban	±5% ketika seting kurang dari 85% . ±3% ketika seting lebih dari 85%
Kontrol Akses	2 Sisi (Depan dan Belakang) dengan pergerakan pintu perlahan
Akses ke Bayi	4 Sisi (6 hand port)
Lubang Membran untuk Selang dan Kabel Aksesoris	8 lubang akses
Radiotransparent bed	Tembus X-Ray
Alarm	Audio Visual Alarm Message Visual Alarm
Matras	Bahan Matras terbuat dari bahan yang dapat dicuci atau dibersihkan
Trendelenburg dan anti trendelenburg	-10° sampai +10° (Pergerakan dengan menggunakan motor)
Laci	Laci dua arah (ke depan dan ke belakang)
Monitor	Monitor bergeser ke kanan (±14cm) dan kiri (±14cm)
Tempat Kaset X-ray	Ya
Trolley	Trolley dengan roda antistatik dan 4 rem
Tempat Air untuk Kelembaban	Dapat dilepas dan disteril
Timbangan Bayi	Tersedia

Model Konfigurasi	B1003 Infant Monitoring incubator
ECG	
NIBP	
Respirasi	
SPO2	
Rulse Rate	Sudah Termasuk
Suhu	
USB Upgrade	
Internal Baterai	
Display (Layar Sentuh)	
ECG	
Rentang dan Akurasi Pengukuran HR	Bayi: 150-350bpm Akurasi: ±1 bpm or ±1 (mana yang lebih besar)
SPO2	
Rentang dan Akurasi Pengukuran SPO2	Rentang Pengukuran: 0%-100% Akurasi: ±3%
NIBP	
Rentang Pengukuran NIBP	Bayi: Tekanan Stytolic: 5.3 kPa-18 kPa (40 mmHg-134 mmHg) Tekanan Diastolic: 1.3 kPa- 13.3 kPa (10 mmHg-100 mmHg) Tekanan Mean Arterial: 2.7 kPa-14.7 kPa (20mmHg-110mmHg)
RESP	
Rentang Pengukuran dan Akurasi Bayi	6-150rpm, 1± rpm
Timbangan Bayi	Tersedia

### Di Produksi Oleh :

**PT. Enesers Mitra Berkah**

**Taman Tekno Blok K.2 Sektor XI BSD City Kel. Setu  
Kota Tangerang Selatan 15314 Banten – Indonesia**

**Tlp : +6221 7566360 Fax : +6221 7566361**

**email : [info@enesers.com](mailto:info@enesers.com)**



**PT. Prima Citra Inovindo**

Didistribusikan Oleh:

PT.PRIMA CITRA INOVINDO

Cibubur Times Square, Blok B1 No,17

Jl.Alternatif Cibubur KM 3.

Kota Bekasi Jawa Barat.17435

Tlep : 021-50207596

Email : [info@pci-tech.co.id](mailto:info@pci-tech.co.id)

Web : [pci-tech.co.id](http://pci-tech.co.id)